

# SPINAL SYSTEMS

## **flamenco™** spinal fixation system

Für Ihren täglichen Einsatz  
For your daily routine



**+** Optimale Implantatauswahl  
Optimum implant selection

Distribuidor exclusivo em Portugal:



**100** Jahre

**Ulrich**  
medical

## System

### Stab-Schrauben-System zur dorsalen Stabilisierung der thorakalen und lumbosakralen Wirbelsäule

- Polyaxiale Schrauben: Durchmesser von 4,5 bis 8,0 mm und Längen von 30 bis 55 mm



- Monoaxiale Schrauben: Durchmesser von 4,5 bis 7,5 mm und Längen von 30 bis 55 mm



- Polyaxiale Langkopf-Schrauben: Durchmesser von 5,5 bis 8,0 mm und Längen von 30 bis 55 mm



- Monoaxiale Langkopf-Schrauben: Durchmesser von 5,5 bis 7,5 mm und Längen von 35 bis 55 mm



- Skolioseinstrumentarium mit Pedikel-, Lamina- und Offsethaken



- Stäbe: Durchmesser 5,5 mm und Längen von 40 bis 350 mm



- Variable Querstabilisatoren und Stab-Stab-Verbinder



## System

### Screw-rod system for posterior stabilization of the thoracic and lumbosacral spine

- Polyaxial screws: diameters from 4.5 to 8.0 mm and lengths from 30 to 55 mm

- Monoaxial screws: diameters from 4.5 to 7.5 mm and lengths from 30 to 55 mm

- Monoaxial long-arm screws: diameters from 5.5 to 8.0 mm and lengths from 30 to 55 mm

- Monoaxial long-arm screws: diameters from 5.5 to 7.5 mm and lengths from 35 to 55 mm

- Scoliosis instrument set with pedicle, lamina and offset hooks

- Rods: diameter 5.5 mm and lengths from 40 to 350 mm

- Variable cross links and rod-rod connectors

## Indikationen

flamenco™ ist ein Implantatsystem auf Pedikelschraubenbasis, das für die rigide Fixierung und Stabilisierung bei Patienten indiziert ist, die ein ausgereiftes Skelett haben, akute und chronische Instabilitäten und Deformitäten der im Folgenden aufgeführten Diagnosen aufweisen und eine autogene Knochenanlagerung mit dem oben beschriebenen Produkt erhalten:

- Degenerative Spondylolisthesis mit erwiesener neurologischer Beeinträchtigung
- Wirbelkörperfraktur
- Wirbelsäulentumor
- Dislokation
- Skoliose
- Kyphose
- Bandscheibendeformation
- Fehlgeschlagene vorangegangene Fusion

## Indications

flamenco™ is an implant system based on pedicle screws indicated for use with skeletally matured patients for rigid fixation and stability who present the acute or chronic instabilities or deformities of the following diagnosis, and receive autogenous bone grafting with above described device:

- Degenerative spondylolisthesis with distinctive evidence of neurological impairment
- Vertebral fracture
- Spinal tumor
- Dislocation
- Scoliosis
- Kyphotic deformity
- Discogenic deformity
- Failed previous fusion

## Vorteile

### Optimale Auswahl an Implantaten

- Farbkodierung der Schrauben für schnelle Auswahl
- Ein System für viele Fusionstechniken
- Hohe Stabilität

### Selbsterklärende Standardinstrumente

- Einfache Anwendung
- Hohe Zuverlässigkeit



### Kombinierbar mit allen ulrich medical® Stab-Schrauben-Systemen

- Flexible Verlängerung von der zervikalen bis zur lumbalen Wirbelsäule möglich

### Bewährte ulrich medical® Qualität zu attraktiven Preisen

- Hergestellt nach ulrich medical® Standards
- Geprüft nach der ulrich medical® Qualitätskontrolle

## Advantages

### Optimal selection of implants

- Color coding of the screws for fast selection
- One system for many fusion techniques
- High stability

### Self-explanatory standard instruments

- Simple to use
- High reliability

### Can be combined with all ulrich medical® screw-rod systems

- Flexible extension from the cervical to the lumbar spine is possible

### Proven ulrich medical® quality for attractive prices

- Manufactured according to ulrich medical® standards
- Tested according to ulrich medical® quality control



### IHR ulrich medical® PLUS

- + Einfache Anwendung – hohe Zuverlässigkeit
- + Kombinierbar mit allen ulrich medical® Systemen
- + Bewährte Qualität zu attraktiven Preisen



### YOUR ulrich medical® ADVANTAGE

- + Simple to use – high reliability
- + Can be combined with all ulrich medical® systems
- + Proven quality for attractive prices

# Komponenten Components

Implantate Implants	Längen Lengths	Artikelnummer Product number
flamenco Schraube, monoaxial, hellblau, Ø 4,5 mm flamenco screw, monoaxial, light blue, Ø 4.5 mm	30 mm–35 mm	CS 8006-45-30–CS 8006-45-35
flamenco Schraube, monoaxial, gelb, Ø 5,5 mm flamenco screw, monoaxial, yellow, Ø 5.5 mm	30 mm–50 mm	CS 8006-55-30–CS 8006-55-50
flamenco Schraube, monoaxial, grün, Ø 6,5 mm flamenco screw, monoaxial, green, Ø 6.5 mm	30 mm–55 mm	CS 8006-65-30–CS 8006-65-55
flamenco Schraube, monoaxial, blau, Ø 7,5 mm flamenco screw, monoaxial, blue, Ø 7.5 mm	35 mm–55 mm	CS 8006-75-35–CS 8006-75-55
flamenco Schraube, polyaxial, hellblau, Ø 4,5 mm flamenco screw, polyaxial, light blue, Ø 4.5 mm	30 mm–35 mm	CS 8007-45-30–CS 8007-45-35
flamenco Schraube, polyaxial, gelb, Ø 5,5 mm flamenco screw, polyaxial, yellow, Ø 5.5 mm	30 mm–50 mm	CS 8007-55-30–CS 8007-55-50
flamenco Schraube, polyaxial, grün, Ø 6,5 mm flamenco screw, polyaxial, green, Ø 6.5 mm	30 mm–55 mm	CS 8007-65-30–CS 8007-65-55
flamenco Schraube, polyaxial, hellpink, Ø 7,0 mm flamenco screw, polyaxial, light pink, Ø 7.0 mm	35 mm–55 mm	CS 8007-70-35–CS 8007-70-55
flamenco Schraube, polyaxial, bronze, Ø 8,0 mm flamenco screw, polyaxial, bronze, Ø 8.0 mm	35 mm–55 mm	CS 8007-80-35–CS 8007-80-55
flamenco Schraube, Langkopf, monoaxial, gelb, Ø 5,5 mm flamenco screw, long-arm, monoaxial, yellow, Ø 5.5 mm	35 mm–45 mm	CS 8008-55-35–CS 8008-55-45
flamenco Schraube, Langkopf, monoaxial, grün, Ø 6,5 mm flamenco screw, long-arm, monoaxial, green, Ø 6.5 mm	35 mm–55 mm	CS 8008-65-35–CS 8008-65-55
flamenco Schraube, Langkopf, monoaxial, hellpink, Ø 7,0 mm flamenco screw, long-arm, monoaxial, light pink, Ø 7.0 mm	35 mm–55 mm	CS 8008-70-35–CS 8008-70-55
flamenco Schraube, Langkopf, monoaxial, blau, Ø 7,5 mm flamenco screw, long-arm, monoaxial, blue, Ø 7.5 mm	35 mm–55 mm	CS 8008-75-35–CS 8008-75-55
flamenco Schraube, Langkopf, polyaxial, gelb, Ø 5,5 mm flamenco screw, long-arm, polyaxial, yellow, Ø 5.5 mm	30 mm–50 mm	CS 8009-55-30–CS 8009-55-50
flamenco Schraube, Langkopf, polyaxial, grün, Ø 6,5 mm flamenco screw, long-arm, polyaxial, green, Ø 6.5 mm	35 mm–55 mm	CS 8009-65-35–CS 8009-65-55
flamenco Schraube, Langkopf, polyaxial, bronze, Ø 8,0 mm flamenco screw, long-arm, polyaxial, bronze, Ø 8.0 mm	35 mm–55 mm	CS 8009-80-35–CS 8009-80-55
flamenco Fixierschraube, silber, Ø 9,0 mm flamenco locking screw, silver, Ø 9.0 mm	5 mm	CS 8010
flamenco Fixierschraube, bronze, für Schrauben-Ø 8,0 mm flamenco locking screw, bronze, for screw-Ø 8.0 mm		CS 8011
flamenco Stab, Ø 5,5 mm flamenco rod, Ø 5.5 mm	40 mm–350 mm*	CS 8012-040–CS 8012-350
flamenco Querstabilisator, variabel, S, M, L flamenco crosslink, variable, S, M, L	40 mm–101 mm	CS 8013-04-044, CS 8013-04-062, CS 8013-04-096
flamenco Pedikelhaken, Breite 8 mm flamenco pedicle hook, width 8 mm	5 mm–9 mm	CS 8014-8-05–CS 8014-8-09
flamenco Laminahaken, Breite 5 mm und 7 mm flamenco lamina hook, width 5 mm and 7 mm	7 mm–9 mm	CS 8015-5-07–CS 8015-5-09, CS 8015-7-07–CS 8015-7-09
flamenco Offsethaken, links und rechts, Breite 7 mm flamenco offset hook, left and right, width 7 mm	9 mm–11 mm	CS 8016-7-09–CS 8016-7-11, CS 8019-7-09–CS 8019-7-11
flamenco Stab-Stab-Verbinder, parallel und axial, Ø 5,5/5,5 mm flamenco rod-rod connector, parallel and axial, Ø 5.5 mm to 5.5 mm		CS 8017-01, CS 8018-01
flamenco Stab-Stab-Verbinder, parallel und axial, Ø 5,5/6,0 mm flamenco rod-rod connector, parallel and axial, Ø 5.5 mm to 6.0 mm		CS 8017-02, CS 8018-02

\* Weitere Schrauben, Stäbe und Hybridstäbe auf Anfrage erhältlich. Additional screws, rods and hybrid rods available on request.

